

Zahm & Nagel ピーシングデバイスのオプション  
**「デジタル圧力・減圧計」と「PET ボトルネックサポーター」**



- 「デジタル圧力・減圧計」(BQSL 社製):  
Z&N のフレームに装着可能です。  
 ✓  $-0.100 \sim +0.500\text{MPa}$  までカバー。ホットパック製品のバキューム測定にも使用可能。  
 ✓ ピークホールド機能で、「押さえながら結果を見る」ことから解放され、確実な測定が可能。  
 ✓ ブルドン管アナログ圧力計に比べてデッドスペースが少ないので精度が高い。
- 「PET ボトルネックサポーター」: ご指定のボトルに適合するネックサポーターを製作いたします。ガイドロッドに沿って高さ調整が可能ですので、口部が共通であれば複数の容量のボトルにも対応可能です。
- お手持ちのピーシングデバイスにレトロフィット(後付け)も可能です。

<p>「ピーシングデバイス」と一体で、「デジタル圧力・減圧計」と「PET ボトルネックサポーター」を、「トレーサビリティ校正」つきで新規購入の場合(写真の状態)</p>	<p><b>標準価格: ご照会ください</b> (送料・消費税別)</p>	<p>「ご使用になる容器サンプル」をお送りください。大型容器(胴径φ100 mm超、高さ320 mm超等)用は別途見積りとなります。</p>
<p>「デジタル圧力・減圧計」単体販売の場合</p>	<p><b>標準価格+校正費用: ご照会ください</b> (往復送料・消費税別)</p>	<p>「お手持ちの器具(ピーシングデバイスなど)」をお送りください。追加加工料金が必要な場合、また適合できない場合もあります。</p>
<p>「PET ボトルネックサポーター」のみ</p>	<p><b>標準価格: ご照会ください</b> (往復送料・消費税別)</p>	<p>「ボトルサンプル(キャップ付き)」を5本、および図面お送りください。追加料金が必要な場合があります。</p>

<この器具に関するご注意>

■細部のデザインや構造は、写真と異なる場合があります。■お届けまで2ヶ月程度お時間をいただくことがあります。納期についてはご発注時にご照会ください。